

ASCENDO™

Submuköses Injektionsmittel




Der Lifting-Wirkstoff zur submukösen Anwendung **ASCENDO Submucosal Lifting Agent** trägt zur präzisen Abgrenzung der Ränder der Zielläsion bei und ist dafür ausgelegt, die Schleimhaut mit adäquater Höhe dauerhaft zu unterpolstern.

- **Vorgefüllte Spritze** – Vereinfachte Vorbereitung von 5 ml
- **Biokompatibel** – Nach 28 Tagen gab es keine Anzeichen von Toxizität, pathologischen Befunde und keine makroskopischen Anomalien, die auf das Produkt zurückzuführen waren¹. Das Injektionsmittel hat nachweislich keinen negativen Einfluss auf das mit ihm in Kontakt kommende Gewebe.
- **Natriumhyaluronat** – Wird gemeinhin als Hyaluronsäure (HA) bezeichnet. Dieses Biopolymer ist im menschlichen Körper von Natur aus vorhanden.

In einer unabhängigen Studie zu Lifting-Wirkstoffen wurde Folgendes festgestellt:

- HA bietet eine **dauerhaftere** und **höhere** submuköse Aufpolsterung im Vergleich zu Eleview und Kochsalzlösung²
- Die mit HA erzielte Lifting-Wirkung hielt im Vergleich zu Eleview und Kochsalzlösung **länger an**²



ASCENDO™ Submucosal Lifting Agent

Produktnummer	Beschreibung	Volumen pro Spritze	Steril	Einheiten/Schachtel
BX00712934INT	ASCENDO™ Submucosal Lifting Agent	5 ml	Ja	10

1. Langfristige Implantation (28 Tage) kombiniert mit der Beurteilung der subakuten systemischen Toxizität bei Ratten mit submukösem Injektionsmittel
2. Mehta N, Strong AT, Franco M, Stevens T, Chahal P, Jang S, Lopez R, Patil D, Abe S, Saito Y, Uraoka T, Vargo J, Bhatt A. Optimal injection solution for endoscopic submucosal dissection: A randomized controlled trial of Western solutions in a porcine model. Dig Endosc. 2018 Mai; 30(3):347-353. Doi: 10.1111/den.12993. Epub 2017, 27. Dez. PMID: 29181852.

healthcare.steris.com/de

© 2025 STERIS. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Firmen- und Produktnamen sind Marken von STERIS, seinen Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

762231 Rev. A

STERIS

STERIS Deutschland GmbH
Eupener Straße 70
50933 Köln
Tel: 0221 / 466120-90
Fax: 0221 / 466120-40
E-Mail: csde@steris.com