

Das Dreamteam

des Fremdkörpermanagements



healthcare.steris.com/de

 **STERIS**

STERIS Deutschland GmbH
Eupener Straße 70
50933 Köln
Tel: 0221 / 466120-90
Fax: 0221 / 466120-40
E-Mail: csde@steris.com

760450 Rev. L

© 2024 STERIS. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Firmen- und Produktnamen sind Marken von STERIS, seinen Tochterunternehmen
oder verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

 **STERIS**

The Dreamteam...

STERIS ist seit Jahrzehnten führend in der Innovation und Entwicklung von Spezialinstrumenten, die für eine erfolgreiche Fremdkörperbergung erforderlich sind. Mit Stolz bieten wir Ihnen ein umfassendes Portfolio an Bergungsinstrumenten, das Ihnen ermöglicht, jeder klinischen Herausforderung optimal zu begegnen.



GUARDUS™ Overtube

Das exklusive Design der konischen Spitze schützt die Speiseröhre vor Schleimhautschäden.

BXSI711146 (25 cm Length) (1 Stk. / Box)
BXSI711148 (50 cm Length) (1 Stk. / Box)
Für Standard-Endoskope
 (mit einem Außendurchmesser von 8.6-10.0mm)

BXSI711147 (25 cm Length) (1 Stk. / Box)
BXSI711149 (50 cm Length) (1 Stk. / Box)
Therapeutische Endoskope
 (Außendurchmesser des Endoskops 9,8–11,7 mm)



RAPTOR™ FREMDKÖRPERZANGE

Bietet die Vielseitigkeit, die für die Bergung einer Vielzahl von Fremdkörpern und Stents benötigt wird.

BX00711177 (5 Stk. / Box)
 Öffnung 10,0 mm
 Durchmesser 2,4 mm
 Länge 230 cm


BX00711178 (5 Stk. / Box)
 Öffnung 7,0 mm
 Durchmesser 1,9 mm
 Länge 200 cm



RAPTOR™ Fremdkörperzange

Ermöglicht eine vollständige 360-Grad-Drehung, die sich als äußerst nützlich beim Erfassen von Gewebe, Steinen, Stents oder Fremdkörpern im Gastrointestinaltrakt erweist.

BX00711176 (5 Stk. / Box)
 Öffnung 8,3 mm
 Durchmesser 2,3 mm
 Länge 230 cm



TALON™ Greifer

Greifer zum Bergen von Nahrungsbolus.

BX00711175 (5 Stk. / Box)
 Durchmesser 2,5 mm
 Länge 160 cm


ROTH NET™ Bergenetze

Unser breites Portfolio an ROTH NET Bergenetzen unterstützt eine Vielzahl klinischer Anwendungen und Bergungsanforderungen. Von Fremdkörpern bis zu herausfordernden Nahrungsmittelbolus-Fällen, decken die folgenden Instrumente von upper bis lower GI ab.

ROTH NET Bergenetz – 360

*:1-Drehung, verstärktes Netzgewebe.
 Die spatenförmige Schlinge sorgt für eine durchgehende Öffnung bis zur vollen Kapazität.*

BX00711197 (5 Stk. / Box)
BX00711200 (10 Stk. / Box)
 Netzgröße 3.0cm x 5,0 cm
 Durchmesser 2,5 mm
 Länge 230 cm



ROTH NET Bergenetz – Maxi

Große Fremdkörper, EMR-Proben.

BX00711059 (5 Stk. / Box)
 Netzgröße 4,0 cm x 8,0 cm
 Durchmesser 3,0 mm
 Länge 160 cm



ROTH NET PLATINUM Bergenetz – Universal

*Achteckiger, Monofilamentdraht.
 Integrierte Memory-Punkte sorgen für eine durchgehende Öffnung bis zur vollen Kapazität.*

BX00715050 (5 Stk. / Box)
BX00715051 (10 Stk. / Box)
 Netzgröße 4,0 cm x 5,5 cm
 Durchmesser 2,5 mm
 Länge 230 cm



ROTH NET Bergenetz – Mini

Kleine Fremdkörper, 2,0-mm-Kanal oder größer.

BX00711057 (5 Stk. / Box)
 Netzgröße 2,0 cm x 4,5 cm
 Durchmesser 1,8 mm
 Länge 160 cm



ROTH NET Bergenetz – Select

Verstärktes Netzgewebe.

BX00711170 (5 Stk. / Box)
 Netzgröße 3.0cm x 6,0 cm
 Durchmesser 2,5 mm
 Länge 230 cm

