

EINWEG-HÄMOCLIPS



VIPER™ Hämoclip

Präzision und Halt für endoskopische Clipping-Verfahren.

Entwickelt für die endoskopische Platzierung im GI-Trakt zur Hämostase, zum Defektverschluss sowie zur endoskopischen Markierung und Verankerung.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Repositionierbar
- 16mm abnehmbare und nicht abnehmbare Versionen bieten eine kürzere Clip-Länge, welche eine bessere Manövrierfähigkeit beim Platzieren zusätzlicher Clips ermöglicht.
- Bedingt MR-tauglich gemäß Gebrauchsanweisung*
- Ermöglicht die nachträgliche Entfernbareit mit bestimmten Schlingen
- Kompatibel mit Standard- und pädiatrische Endoskope, sowie Bronchoskopen



*MR-Untersuchung unter statischem Magnetfeld von 1,5 T/3,0 T, maximalem räumlichen Feldgradienten von 2.000 Gauß/cm und maximaler, vom MR-System gemessener Ganzkörper-SAR von 2 W/kg. Ausführliche Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Entfernbar:

Produktnummer	Beschreibung	Minstdurchmesser Arbeitskanal (mm)	Katheterlänge (cm)	Gesamt Clip-länge** (mm)	Öffnungsbreite (mm)	Beschichtung	Stück/Box
BX00711875	VIPER™ Hämoclip	2,8	230	12,5	11	blau	10
BX00711877	VIPER™ Hämoclip	2,8	230	12,5	16	blau	10
BX00711924	VIPER™ Hämoclip	2,8	230	12,5	9	blau	10
BX00711925	VIPER™ Hämoclip	2,8	230	12,5	13	blau	10

Nicht entfernenbar:

Product Number	Description	Minstdurchmesser Arbeitskanal (mm)	Katheterlänge (cm)	Gesamt Clip-länge** (mm)	Öffnungsbreite (mm)	Beschichtung	Stück/Box
BX00711922	VIPER™ Hämoclip	2,8	230	12,5	11	nein	10
BX00711923	VIPER™ Hämoclip	2,8	230	12,5	16	nein	10

** Im applizierten Zustand


RELIANCE™ Nachladbarer Hämoclip

Schnelles und einfaches Nachladen für präzise und sichere Verschlüsse.

Zuverlässige Blutstillung, entwickelt für den wiederholten Einsatz bei einem Patienten. Erhältlich als vorgeladener Clip mit 25er-Kartuschen in den Größen 11mm und 16mm (wechselbar) oder als Zusatzsets mit 1 oder 4 Clips in einer Größe.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- 1:1-Rotation für die ideale Positionierung
- Repositionierbar
- Einfache und schnelle Nachladetechnik
- Kompatibel mit 11mm- und 16mm-Clips
- Ein Instrument – mehrere Einsatzmöglichkeiten
- Reduzierung des medizinischen Abfalls bei Eingriffen, die das Setzen mehrerer Clips erfordern



*MR-Untersuchung unter statischem Magnetfeld von 1,5 T/3,0 T, maximalem räumlichen Feldgradienten von 2.000 Gauß/cm und maximaler, vom MR-System gemessener Ganzkörper-SAR von 2 W/kg. Ausführliche Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Nachladbarer Hämoclip


Produktnummer	Beschreibung	Minstdurchmesser Arbeitskanal (mm)	Katheterlänge (cm)	Gesamt Cliplänge* (mm)	Öffnungsbreite (mm)	Stück/Box
BX00711933	RELIANCE™ Vorgeladener Applikator	2,8	230	12,8	11	10
BX00711934	RELIANCE™ Vorgeladener Applikator	2,8	230	14,3	16	10
BX00711935	RELIANCE™ Kartuschen (grün)	2,8	-	12,8	11	25
BX00711936	RELIANCE™ Kartuschen (blau)	2,8	-	14,3	16	25
BX00711937	RELIANCE™ Vorgeladener Applikator + 1 Clip	2,8	230	12,8	11	10
BX00711938	RELIANCE™ Vorgeladener Applikator + 1 Clip	2,8	230	14,3	16	10
BX00711939	RELIANCE™ Vorgeladener Applikator + 4 Clips	2,8	230	12,8	11	10
BX00711940	RELIANCE™ Vorgeladener Applikator + 4 Clips	2,8	230	14,3	16	10

* Im applizierten Zustand

RELIANCE™ Hämoclip

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Bietet die Möglichkeit, den Clip vor dem Einsatz mehrfach neu zu positionieren.
- Verfügt über eine 360-Grad-Drehung (1:1).
- Gibt beim Auslösen ein spürbares Feedback
- In verschiedenen Öffnungsbreiten erhältlich
- Die beschichtete Option bietet die Möglichkeit wieder entfernt zu werden



RELIANCE Hämoclip, unbeschichtet, 16mm

*MR-Untersuchung unter statischem Magnetfeld von 1,5 T/3,0 T, maximalem räumlichen Feldgradienten von 2.000 Gauß/cm und maximaler, vom MR-System gemessener Ganzkörper-SAR von 2 W/kg. Ausführliche Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Entfernbar:

Produktnummer	Beschreibung	Minstdurchmesser Arbeitskanal (mm)	Katheterlänge (cm)	Gesamt Clip-länge* (mm)	Öffnungsbreite (mm)	Beschichtung	Griff-farbe	Stück/Box
EN10400	RELIANCE™ Hämoclip	2,8	230	12,5	11	blau	blau	5

Nicht entfernen:

Produktnummer	Beschreibung	Minstdurchmesser Arbeitskanal (mm)	Katheterlänge (cm)	Gesamt Clip-länge* (mm)	Öffnungsbreite (mm)	Beschichtung	Griff-farbe	Stück/Box
EN10400P	RELIANCE™ Hämoclip	2,8	230	12,5	11	nein	blau	10
EN10400P16	RELIANCE™ Hämoclip	2,8	230	12,5	16	nein	grün	10

* Im applizierten Zustand