



FASTFLO™

Sklerotherapie-Nadel



FASTFLO™ Sklerotherapie-Nadel




Eine Nadel zur Unterstützung Ihrer alltäglichen Injektionstherapien

Die FASTFLO Sklerotherapie-Nadel wurde zur endoskopischen Injektion in die Magen-Darm-Schleimhaut oder zur endoskopischen Einführung eines Sklerosierungsmittels in ausgewählte Stellen entwickelt, um tatsächliche oder potenzielle Blutungen im Verdauungstrakt zu kontrollieren.

HAUPTMERKMALE UND FUNKTIONEN:

- Funktioniert in einer gewundenen oder retroflexen Position
- Wird automatisch verriegelt und bleibt nach dem Einsetzen an der gewünschten Position
- Kann mehrmals konsistent eingesetzt und zurückgezogen werden
- Injiziert Kochsalzlösung oder viskose Lifting-Mittel mit minimaler Kraft*



*Testdaten auf Anfrage verfügbar

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DIE FASTFLO™ SKLEROTHERAPIE-NADEL UND KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE

Produktnummer	Nadellänge (mm)	(G)	AD (mm)	Arbeitslänge (mm)	Stück/Box
BX00714000	4	21	2,4	2300	10
BX00714001	4	23	2,4	2300	10
BX00714002	4	25	2,4	2300	10
BX00714004	6	23	2,4	2300	10



STERIS Deutschland GmbH
Eupener Straße 70
50933 Köln
Tel: 0221 / 466120-90
Fax: 0221 / 466120-40
E-Mail: csde@steris.com