


LUMIFLEX™

Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch



 **STERIS**

Alle LUMIFLEX™ Dilatationsballons sind mit röntgendichten Markierungen ausgestattet, die eine präzise Platzierung des Ballons unter Fluoroskopie ermöglichen.



DREI VERSCHIEDENEN DURCHMESSER IN EINEM BALLON

- Zeitersparnis im Vergleich zu einstufigen Ballons

DRAHTGEFÜHRTER, 8CM LANGER ÖSOPHAGUSBALLON

- Möglichkeit zur vollständigen Entnahme des Drahts



60 ml Balloninflator
(zum Einmalgebrauch)

Inflation Pressure	ATM	3	4.5	6
Ø	mm	15	16.5	18
RBP 6ATM Do Not Exceed				

GLEICHE DRUCKSTUFEN (3, 4.5, 6)

- Verlässlichkeit des richtigen Drucks pro Stufe


PORTFOLIO

BALLON LÄNGEN

- 5,5cm & 8cm Länge

BALLON KATHETER

- Drahtgeführt (Edelstahldraht)
- Nicht drahtgeführt
(Draht nicht im Lieferumfang enthalten)




EIGENSCHAFTEN



FÜHRUNGSDRAHT- ARRETIERUNG

WEICHE, DISTALE, SPITZE

- Schonende Einführung



LUMIFLEX™ Mehrstufige Ballons: Für Speiseröhre, Magen, Darm

Zur Dilatation von Verengungen des Verdauungstrakts oder zur Hilfsdilatation.

Produktnummer	Beschreibung	Ballon Länge (mm)	Katheter Länge (mm)	Ballon Größe (mm)	Führungsdraht	Stk/Box
BX00715506WINT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch	5,5	240	6-8	Ja	1
BX00715508WINT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch			8-10	Ja	1
BX00715510WINT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch			10-12	Ja	1
BX00715512WINT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch			12-15	Ja	1
BX00715515WINT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch			15-18	Ja	1
BX00715518WINT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch			18-20	Ja	1
BX00715506INT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch			6-8	Nein	1
BX00715508INT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch			8-10	Nein	1
BX00715510INT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch			10-12	Nein	1
BX00715512INT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch			12-15	Nein	1
BX00715515INT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch			15-18	Nein	1
BX00715518INT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch			18-20	Nein	1
BX00718006WINT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch	8,0	180	6-8	Ja	1
BX00718008WINT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch			8-10	Ja	1
BX00718010WINT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch			10-12	Ja	1
BX00718012WINT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch			12-15	Ja	1
BX00718015WINT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch			15-18	Ja	1
BX00718018WINT	LUMIFLEX™ Ballondilatationskatheter zum Einmalgebrauch			18-20	Ja	1

LUMIFLEX™ Balloninflator

Zum Befüllen und Entleeren der Ballons.

Produktnummer	Beschreibung	Volumen (ml)	Stk/Box
BX00733223INT	LUMIFLEX™ Balloninflator	60	1