


# AEMP-AUSSTATTUNG



### Entsorgungsbehälter aus Polypropylen



Flüssigkeitsdicht.

REF	Beschreibung	Deckel	Abtropf-einsatz	Format (mm)	Füllmenge (Liter)	VE
09839	mit Siebeinsatz, nicht RDG-tauglich	blau	ja	890 x 200 x 145	12	1 Stk.

### Entsorgungsbehälter



Flüssigkeitsdicht, Deckel allseitig verschließbar, hitzebeständig bis 60 °C aus PP.

REF	Deckel	Abtropfeinsatz	Format (mm)	Füllmenge (Liter)	VE
09816	transparent	ja	278 x 115 x 103	2	1 Stk.
09817	transparent	ja	297 x 152 x 118	3,4	1 Stk.
09806	transparent	ja	295 x 230 x 106	4,8	1 Stk.
09807	transparent	ja	295 x 230 x 138	6,5	1 Stk.
09818	transparent	ja	295 x 230 x 203	10	1 Stk.
09890	transparent	nein	361 x 274 x 212	16	1 Stk.
09891	transparent	nein	456 x 300 x 225	21	1 Stk.

### Entsorgungs- und Desinfektionswannen und Zubehör aus Polypropylen



Die Wannen dienen dem sicheren Transport von chirurgischen Instrumenten und eignen sich auch für längere Transportwege, beispielsweise bei einer Aufbereitung außer Haus. Mithilfe von wiederverwendbaren Siegeln kann die Wanne mit dem Deckel sicher verschlossen werden. Zur Farbkenzeichnung ist die Anbringung von diversen Kabelbindern sowie von Sicherheitssiegeln möglich. RDG-tauglich, nicht autoklavierbar, hitzebeständig bis 110 °C.

REF	Beschreibung	Farbe	passend für Ref.	Format (mm)	VE
17211	Entsorgungswanne	naturfarben	17208 17210	590 x 295 x 150	1 Stk.
17210	Deckel für Entsorgungs- und Desinfektionswanne	naturfarben	17211	590 x 295 x 30	1 Stk.
17208	Deckel für Entsorgungs- und Desinfektionswanne	gelb	17211	590 x 295 x 30	1 Stk.
17213	Sicherheitsplombe für Entsorgungswanne mit Deckel	naturfarben	17208 17210 17211	-	100 Stk.
17212	Sicherheitsplombe für Entsorgungswanne mit Deckel	naturfarben	17208 17210 17211	-	10 Stk.

### Schale und Deckel aus Polypropylen



Hitzebeständig bis 134 °C.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
17190KS	Schale ohne Deckel, naturfarbig	290 x 225 x 125	1 Stk.
17188	Deckel geschlossen	290 x 225	1 Stk.
17189	Deckel geschlitzt	290 x 225	1 Stk.

### Schmutzsieb



Je nach Größe der Wannen können mehrere Schmutzsiebe verwendet und eine Trennung vorgenommen werden. Gut geeignet als Abtropfeinsatz für REF 17190KS.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
08956	mit Tragegriffen, Maschenweite 4,2 x 4,2	245 x 175 x 90	1 Stk.

### Polypropylenbehälter



Durchsichtig, aus Polypropylen. Sicherheitssiegel möglich. Hitzebeständig bis 75 °C, nicht autoklavierbar.

REF	Deckel	Außenmaße (mm)	VE
BGDNN71100G	● gelb	320 x 265 x 100	1 Stk.
BGDNN71100R	● rot	320 x 265 x 100	1 Stk.
BGDNN71100B	● blau	320 x 265 x 100	1 Stk.
BGDNN70100G	● gelb	530 x 325 x 100	1 Stk.
BGDNN70100	ohne	530 x 325 x 100	1 Stk.
BGDNN70100B	● blau	530 x 325 x 100	1 Stk.
BGDNN70100R	● rot	530 x 325 x 100	1 Stk.
BGDNN70200	ohne	530 x 325 x 200	1 Stk.
BGDNN70200B	● blau	530 x 325 x 200	1 Stk.
BGDNN70200G	● gelb	530 x 325 x 200	1 Stk.
BGDNN70200R	● rot	530 x 325 x 200	1 Stk.


### Wagenkennzeichnungstafel



RDG-tauglich und mit abgerundeten Ecken. VE = 10 Stk. Format = 210 x 297 mm.

REF	Beschreibung	Vorderseite	Rückseite
17999	mit Hinweis auf UN-Verordnung	grün mit dem Aufdruck: „sterile Medizinprodukte“	rot mit dem Aufdruck: „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“
17997	mit Hinweis auf UN-Verordnung	grün mit dem Aufdruck: „aufbereitete Medizinprodukte“	rot mit dem Aufdruck: „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“
17998	-	grün mit dem Aufdruck: „sterile Medizinprodukte“	rot mit dem Aufdruck: „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“
17996	-	grün mit dem Aufdruck: „aufbereitete Medizinprodukte“	rot mit dem Aufdruck: „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“

### Staubschutzbeutel mit Umlegeklappe und Adhäsionsverschluss



Stabile Ausführung aus LDPE, Flachbeutel. Transparent, zum Einmalgebrauch, nicht sterilisierbar.

REF	Beschreibung	Format (mm)	Materialstärke	VE
03004	unbedruckt	100 x 150	50 µm	500 Stk.
03023	unbedruckt	150 x 270	50 µm	100 Stk.
03025	unbedruckt	150 x 380	50 µm	100 Stk.
03029	unbedruckt	200 x 300	50 µm	100 Stk.
03033	unbedruckt	245 x 345	60 µm	100 Stk.
03007	unbedruckt	300 x 400	60 µm	100 Stk.
03028	unbedruckt	200 x 650	80 µm	100 Stk.
03030	unbedruckt	300 x 500	50 µm	100 Stk.
03036	unbedruckt	300 x 600	60 µm	100 Stk.
03017	unbedruckt	400 x 600	50 µm	100 Stk.
03031	unbedruckt	420 x 700	50 µm	100 Stk.
03022	unbedruckt	450 x 480	30 µm	100 Stk.
03035	unbedruckt	460 x 750	60 µm	100 Stk.
03032	unbedruckt	600 x 750	50 µm	100 Stk.
03037	unbedruckt	630 x 820	60 µm	100 Stk.
03034	unbedruckt	640 x 770	60 µm	100 Stk.
03049	unbedruckt	700 x 1050	50 µm	50 Stk.
03040	mit Aufdruck in Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch	500 x 500	60 µm	100 Stk.

### Staubschutzbeutel mit Gleitverschluss, wiederverschließbar - unbedruckt



Stabile Ausführung aus LDPE, Flachbeutel. Transparent, zum Einmalgebrauch, nicht sterilisierbar.

REF	Format (mm)	Materialstärke	VE
03044	170 x 120	60 µm	100 Stk.
03043	200 x 150	60 µm	100 Stk.
03041	320 x 230	75 µm	100 Stk.
03045	320 x 440	70 µm	100 Stk.
03046	480 x 640	70 µm	50 Stk.

### Microsnapbeutel, wiederverschließbar - unbedruckt



Stabile Ausführung aus LDPE, Flachbeutel. Materialstärke 50 µm. Transparent zum Einmalgebrauch, nicht sterilisierbar.

REF	Format (mm)	Materialstärke	VE
09919	90 x 670	50 µm	1000 Stk.
09903	150 x 220	50 µm	1000 Stk.
09914	180 x 250	50 µm	1000 Stk.
09900	220 x 310	50 µm	1000 Stk.
09905	300 x 400	50 µm	1000 Stk.
09911	400 x 500	50 µm	500 Stk.

### LDPE-Sicherheitsbeutel



Zur hygienischen Aufbewahrung von desinfizierten Gütern. Der Sicherheitsverschluss hat eine Höhe von 40 mm und das Abreißetikett 50 mm. Mit Seriennummer und Sicherheitsverschluss versehen. Manipulationssicherer Verschluss. Zum Einmalgebrauch.

REF	Format (mm)	Innenmaße (mm)	VE
03077	520 x 500	500 x 500	100 Stk.
03078	770 x 500	750 x 500	100 Stk.

### Flach-/Staubschutzbeutel - unbedruckt



Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Format (mm)	Materialstärke	VE
09916	Reinraumqualität	70 x 700	50 µm	250 Stk.
09924	braun-opak eingefärbt	200 x 400	80 µm	1000 Stk.

### Packtischauflagen



Unsere Packtischauflagen aus Silikon dienen unter anderem als Schlagschutz für Instrumente, erleichtern zudem das Handling durch die rutschhemmenden Eigenschaften und nehmen dem AEMP/ZSVA-Personal die unangenehmen Kälte-, Blend- und Lärmeffekte von Metalloberflächen. Die Packtischauflagen sind in allen Formaten bis maximal 300 cm (Länge) x 120 cm (Breite) in verschiedenen Farben lieferbar. Außerdem sind die Auflagen aufgrund des 2 mm starken Materials sehr robust und langlebig. RDG-tauglich.

REF	Farbe	Stärke (mm)	VE
08700	transparent	2,0	1 Stk.
08705	rotbraun	2,0	1 Stk.
08703	blau	2,0	1 Stk.
08701	laubgrün	2,0	1 Stk.