

# BOHRDRÄHTE UND ZUBEHÖR



### K-Drähte Trokar/rund



Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern. Hergestellt aus zertifiziertem medizinischem Edelstahl. Wird unsteril verkauft.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
07479	-	0,6 x 70	10 Stk.
07403	-	0,7 x 150	10 Stk.
07404	-	0,8 x 150	10 Stk.
07035	-	0,8 x 160	10 Stk.
07052	-	0,8 x 310	10 Stk.
07036	-	0,9 x 160	10 Stk.
07492	-	1,0 x 70	10 Stk.
07020	-	1,0 x 100	10 Stk.
07071	Titan	1,0 x 100	10 Stk.
07406	-	1,0 x 150	10 Stk.
07470	Titan, gold	1,0 x 150	10 Stk.
07037	-	1,0 x 160	10 Stk.
07054	-	1,0 x 310	10 Stk.
07055	-	1,1 x 310	10 Stk.
07022	-	1,2 x 100	10 Stk.
07072	Titan	1,2 x 100	10 Stk.
07408	-	1,2 x 150	10 Stk.
07471	Titan, gold	1,2 x 150	10 Stk.
07039	-	1,2 x 160	10 Stk.
07079	-	1,2 x 200	10 Stk.
07056	-	1,2 x 310	10 Stk.
07423	Titan	1,2 x 310	10 Stk.
07073	Titan	1,4 x 100	10 Stk.
07409	-	1,4 x 150	10 Stk.
07484	Titan, gold	1,4 x 150	10 Stk.
07040	-	1,4 x 160	10 Stk.

### K-Drähte Trokar/rund



Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern. Hergestellt aus zertifiziertem medizinischem Edelstahl. Wird unsteril verkauft.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
07057	-	1,4 x 310	10 Stk.
07410	-	1,5 x 150	10 Stk.
07058	-	1,5 x 310	10 Stk.
07074	Titan	1,6 x 100	10 Stk.
07411	-	1,6 x 150	10 Stk.
07485	Titan, gold	1,6 x 150	10 Stk.
07042	-	1,6 x 160	10 Stk.
07480	-	1,6 x 280	10 Stk.
07059	-	1,6 x 310	10 Stk.
07413	-	1,8 x 150	10 Stk.
07472	Titan, gold	1,8 x 150	10 Stk.
07044	-	1,8 x 160	10 Stk.
07481	-	1,8 x 280	10 Stk.
07061	-	1,8 x 310	10 Stk.
07076	Titan	2,0 x 100	10 Stk.
07415	-	2,0 x 150	10 Stk.
07486	Titan, gold	2,0 x 150	10 Stk.
07046	-	2,0 x 160	10 Stk.
07482	-	2,0 x 280	10 Stk.
07063	-	2,0 x 310	10 Stk.
07064	-	2,2 x 310	10 Stk.
07065	-	2,4 x 310	10 Stk.
07418	-	2,5 x 150	10 Stk.
07066	-	2,5 x 310	10 Stk.
07050	-	3,0 x 150	10 Stk.
07051	-	3,0 x 160	10 Stk.
07068	-	3,0 x 310	10 Stk.

### K-Drähte Trokar/Trokar



Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern. Hergestellt aus zertifiziertem medizinischem Edelstahl. Wird unsteril verkauft.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
07174	-	0,6 x 70	10 Stk.
07117	-	0,8 x 100	10 Stk.
07173	-	0,8 x 150	10 Stk.
07134	-	0,8 x 160	10 Stk.
07175	-	0,8 x 70	10 Stk.
07118	-	0,9 x 100	10 Stk.
07119	-	1,0 x 100	10 Stk.
07488	aus Titan	1,0 x 150	10 Stk.
07136	-	1,0 x 160	10 Stk.
07153	-	1,0 x 310	10 Stk.
07137	-	1,1 x 160	10 Stk.
07121	-	1,2 x 100	10 Stk.
07138	-	1,2 x 160	10 Stk.
07155	-	1,2 x 310	10 Stk.
07139	-	1,4 x 160	10 Stk.
07006	-	1,4 x 60	10 Stk.
07141	-	1,6 x 160	10 Stk.
07171	mit Vollgewinde	1,6 x 160	1 Stk.
07158	-	1,6 x 310	10 Stk.
07143	-	1,8 x 160	10 Stk.
07160	-	1,8 x 310	10 Stk.
07145	-	2,0 x 160	10 Stk.
07162	-	2,0 x 310	10 Stk.
07163	-	2,2 x 310	10 Stk.
07147	-	2,4 x 160	10 Stk.

### K-Drähte Trokar/flach



Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern. Hergestellt aus zertifiziertem medizinischem Edelstahl. Wird unsteril verkauft.

REF	Format (mm)	VE
07217	0,8 x 100	10 Stk.
07234	0,8 x 160	10 Stk.
07235	0,9 x 160	10 Stk.
07220	1,0 x 100	10 Stk.
07253	1,0 x 310	10 Stk.
07238	1,2 x 160	10 Stk.
07255	1,2 x 310	10 Stk.
07239	1,4 x 160	10 Stk.
07257	1,5 x 310	10 Stk.
07241	1,6 x 160	10 Stk.
07259	1,7 x 310	10 Stk.
07243	1,8 x 160	10 Stk.
07260	1,8 x 310	10 Stk.
07262	2,0 x 310	10 Stk.
07245	2,0 x 160	10 Stk.
07263	2,2 x 310	10 Stk.
07265	2,5 x 310	10 Stk.

### K-Drähte rund/rund



Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern. Hergestellt aus zertifiziertem medizinischem Edelstahl. Wird unsteril verkauft.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
07060	-	1,3 x 413	10 Stk.
07428	-	1,4 x 160	10 Stk.
07432	mit 4-mm-Gewinde	1,2 x 450	10 Stk.

### K-Drähte Lanzette/flach



Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern. Hergestellt aus zertifiziertem medizinischem Edelstahl. Wird unsteril verkauft.

REF	Format (mm)	VE
07342	1,6 x 310	10 Stk.
07346	2,0 x 310	10 Stk.
07348	2,4 x 310	10 Stk.

### Sonstige K-Drähte



Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern. Hergestellt aus zertifiziertem medizinischem Edelstahl. Wird unsteril verkauft.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
07268	Trokar mit Längsrändel und Spezialöse	2,4 x 430	10 Stk.
07496	mit Öse und Bohrgewinde	2,4 x 200	10 Stk.

### Sterilisationsgestell für K-Drähte und Pins



Sterilisationsgestelle sind für das Reinigen, Sterilisieren, Lagern/Transportieren und Entnehmen von Kirschner-Drähten und Steinmann-Pins konzipiert. Die Gestelle sind leicht, aber dennoch robust und für den wiederholten Gebrauch geeignet. Sie lassen sich zum Sterilisieren zusammenklappen und zu einem Tischständer für den Einsatz im OP aufklappen. Die Abmessungen sind zur besseren Identifizierung auf dem Gestell angegeben. Kirschner-Drähte sind separat erhältlich.

Das Gestell fasst je 6 Stück der folgenden Durchmesser: 0,7 mm, 1,6 mm, 3,2 mm, 0,9 mm, 2 mm, 3,5 mm, 1,1 mm, 2,4 mm und 4 mm.

REF	Beschreibung	VE
KI71RACK	eloxiertes Aluminium, fasst K-Drähte und Stifte mit einer Länge von 22,9 cm	1 Stk.

### Spiralbohrer-Halterung



Sterilisationsgestell aus hochwertigem Edelstahl für 13 Bohrer (12,7 cm Länge, Durchmesser 1,0-5,0 mm).

Folgende Durchmesser und Mengen können aufgenommen werden: 2 x 1,5 mm, 2 x 2,0 mm, 2 x 2,5 mm, 1 x 2,7 mm, 1 x 3,2 mm, 1 x 3,5 mm, 1 x 4,0 mm, 1 x 4,5 mm, 1 x 4,7 mm, 1 x 5,0 mm

REF	Format (cm)	VE
KI05RACKTD	17,1 x 10,5 x 1,8	1 Stk.