


# WEICHVERPACKUNGEN



STERIS bietet jetzt ein komplettes Sortiment an Weichverpackungen, um Sie bei der Aufrechterhaltung der Sterilität Ihrer Medizinprodukte zu unterstützen.

### Bonded



Bei der SMS Bonded Weichverpackung sind die Schutzbarriere und die Schutzschicht in einem Produkt kombiniert, wodurch mehrfaches Verpacken überflüssig wird und Sie wertvolle Zeit sparen.

#### 43 g/m<sup>2</sup>

REF	Format (cm)	Farbe	VE
WRL5050	50 x 50	grün/blau	252 Stk.
WRL6060	60 x 60	grün/blau	150 Stk.
WRL7575	75 x 75	grün/blau	96 Stk.
WRL9090	90 x 90	grün/blau	54 Stk.
WRL100100	100 x 100	grün/blau	54 Stk.
WRL120120	120 x 120	grün/blau	54 Stk.
WRL140140	140 x 140	grün/blau	36 Stk.
WRL100120	100 x 120	grün/blau	54 Stk.
WRL100140	100 x 140	grün/blau	36 Stk.
WRL120140	120 x 140	grün/blau	54 Stk.
WRL130150	130 x 150	grün/blau	54 Stk.



#### 50 g/m<sup>2</sup>

REF	Format (cm)	Farbe	VE
WR5050	50 x 50	grün/blau	150 Stk.
WR6060	60 x 60	grün/blau	180 Stk.
WR7575	75 x 75	grün/blau	66 Stk.
WR9090	90 x 90	grün/blau	54 Stk.
WR100100	100 x 100	grün/blau	54 Stk.
WR120120	120 x 120	grün/blau	54 Stk.
WR140140	140 x 140	grün/blau	36 Stk.
WR100120	100 x 120	grün/blau	36 Stk.
WR100140	100 x 140	grün/blau	36 Stk.
WR120140	120 x 140	grün/blau	24 Stk.
WR130150	130 x 150	grün/blau	36 Stk.

# WEICHVERPACKUNGEN

## WEICHVERPACKUNG - BONDED

### Bonded





60 g/m<sup>2</sup>

REF	Format (cm)	Farbe	VE
WRH5050	50 x 50	grün/blau	150 Stk.
WRH6060	60 x 60	grün/blau	126 Stk.
WRH7575	75 x 75	grün/blau	66 Stk.
WRH9090	90 x 90	grün/blau	54 Stk.
WRH100100	100 x 100	grün/blau	54 Stk.
WRH120120	120 x 120	grün/blau	36 Stk.
WRH140140	140 x 140	grün/blau	36 Stk.
WRH100120	100 x 120	grün/blau	36 Stk.
WRH100140	100 x 140	grün/blau	36 Stk.
WRH120140	120 x 140	grün/blau	36 Stk.
WRH130150	130 x 150	grün/blau	36 Stk.
WRH140180	140 x 180	grün/blau	30 Stk.

## WEICHVERPACKUNG - INTERLEAVED

### Interleaved





Die SMS Interleaved Weichverpackung bietet die Flexibilität, verschiedene Sterilbarrieren aufzubauen und die Option, die äußere Weichverpackung zu recyceln.

43 g/m<sup>2</sup>

REF	Format (cm)	Farbe	VE
CGCBL050A	50 x 50	grün/blau	504 Stk.
CGCBL060A	60 x 60	grün/blau	360 Stk.
CGCBL075A	75 x 75	grün/blau	180 Stk.
CGCBL090A	90 x 90	grün/blau	150 Stk.
CGCBL100A	100 x 100	grün/blau	150 Stk.
CGCBL120A	120 x 120	grün/blau	102 Stk.
CGCBL140A	140 x 140	grün/blau	102 Stk.
CGCBL1012A	100 x 120	grün/blau	102 Stk.
CGCBL1014A	100 x 140	grün/blau	102 Stk.
CGCBL1214A	120 x 140	grün/blau	102 Stk.
CGCBL1315A	130 x 150	grün/blau	102 Stk.

### Interleaved




#### 50 g/m<sup>2</sup>

REF	Format (cm)	Farbe	VE
CGCB050A	50 x 50	grün/blau	300 Stk.
CGCB060A	60 x 60	grün/blau	360 Stk.
CGCB075A	75 x 75	grün/blau	180 Stk.
CGCB090A	90 x 90	grün/blau	126 Stk.
CGCB100A	100 x 100	grün/blau	126 Stk.
CGCB120A	120 x 120	grün/blau	102 Stk.
CGCB140A	140 x 140	grün/blau	102 Stk.
CGCB1012A	100 x 120	grün/blau	102 Stk.
CGCB1014A	100 x 140	grün/blau	78 Stk.
CGCB1214A	120 x 140	grün/blau	78 Stk.
CGCB1315A	130 x 150	grün/blau	102 Stk.

#### 60 g/m<sup>2</sup>

REF	Format (cm)	Farbe	VE
CGCBU050A	50 x 50	grün/blau	300 Stk.
CGCBU060A	60 x 60	grün/blau	300 Stk.
CGCBU075A	75 x 75	grün/blau	126 Stk.
CGCBU090A	90 x 90	grün/blau	126 Stk.
CGCBU100A	100 x 100	grün/blau	126 Stk.
CGCBU120A	120 x 120	grün/blau	78 Stk.
CGCBU140A	140 x 140	grün/blau	96 Stk.
CGCBU1012A	100 x 120	grün/blau	78 Stk.
CGCBU1014A	100 x 140	grün/blau	78 Stk.
CGCBU1214A	120 x 140	grün/blau	78 Stk.
CGCBU1315A	130 x 150	grün/blau	78 Stk.
CGCBU1418A	140 x 180	grün/blau	60 Stk.

### Single Sheet



Die einzelnen SMS-Bögen ermöglichen die Zusammenstellung einer maßgeschneiderten Weichverpackungslösung für spezifische Anwendungsfälle.

#### 43 g/m<sup>2</sup>

REF	Format (cm)	Farbe	VE
CBL050A	50 x 50	blau	504 Stk.
CBL060A	60 x 60	blau	360 Stk.
CBL075A	75 x 75	blau	180 Stk.
CBL090A	90 x 90	blau	150 Stk.
CBL100A	100 x 100	blau	150 Stk.
CBL120A	120 x 120	blau	102 Stk.
CBL140A	140 x 140	blau	102 Stk.
CBL1012A	100 x 120	blau	102 Stk.
CBL1014A	100 x 140	blau	102 Stk.
CBL1214A	120 x 140	blau	102 Stk.
CBL1315A	130 x 150	blau	102 Stk.


#### 50 g/m<sup>2</sup>

REF	Format (cm)	Farbe	VE
CB050A	50 x 50	blau	300 Stk.
CB060A	60 x 60	blau	360 Stk.
CB075A	75 x 75	blau	180 Stk.
CB090A	90 x 90	blau	126 Stk.
CB100A	100 x 100	blau	126 Stk.
CB120A	120 x 120	blau	102 Stk.
CB140A	140 x 140	blau	102 Stk.
CB1012A	100 x 120	blau	96 Stk.
CB1014A	100 x 140	blau	78 Stk.
CB1214A	120 x 140	blau	78 Stk.
CB1315A	130 x 150	blau	102 Stk.

# WEICHVERPACKUNGEN

## WEICHVERPACKUNG - SINGLE SHEET

### Single Sheet



60 g/m<sup>2</sup>

REF	Format (cm)	Farbe	VE
CBU050A	50 x 50	blau	250 Stk.
CBU060A	60 x 60	blau	300 Stk.
CBU075A	75 x 75	blau	126 Stk.
CBU090A	90 x 90	blau	126 Stk.
CBU100A	100 x 100	blau	126 Stk.
CBU120A	120 x 120	blau	78 Stk.
CBU140A	140 x 140	blau	78 Stk.
CBU1012A	100 x 120	blau	102 Stk.
CBU1014A	100 x 140	blau	102 Stk.
CBU1214A	120 x 140	blau	78 Stk.
CBU1315A	130 x 150	blau	78 Stk.

## WEICHVERPACKUNG - KREPP

### Krepp

Diese vielseitige Weichverpackung besteht zu 97% aus Zellulosefasern und verfügt über eine gewundene Bahn, die eine Bakterienbarriere bildet und hervorragende Sterilität gewährleistet, um das Durchfeuchten der Verpackungen zu verhindern.


60 g/m<sup>2</sup>

REF	Format (cm)	Farbe	VE
GRNCREPE040A	40 x 40	grün	1404 Stk.
GRNCREPE050A	50 x 50	grün	702 Stk.
GRNCREPE060A	60 x 60	grün	702 Stk.
GRNCREPE075A	75 x 75	grün	348 Stk.
GRNCREPE090A	90 x 90	grün	252 Stk.
GRNCREPE100A	100 x 100	grün	252 Stk.
GRNCREPE120A	120 x 120	grün	126 Stk.
GRNCREPE140A	140 x 140	grün	126 Stk.
GRNCREPE1012A	100 x 120	grün	126 Stk.
GRNCREPE1014A	100 x 140	grün	126 Stk.
GRNCREPE1214A	120 x 140	grün	126 Stk.
GRNCREPE1315A	130 x 150	grün	126 Stk.

# WEICHVERPACKUNGEN

## WEICHVERPACKUNG - KREPP

### Krepp



60 g/m<sup>2</sup>

REF	Format (cm)	Farbe	VE
BLUCREPE040A	40 x 40	blau	1404 Stk.
BLUCREPE050A	50 x 50	blau	702 Stk.
BLUCREPE060A	60 x 60	blau	702 Stk.
BLUCREPE075A	75 x 75	blau	348 Stk.
BLUCREPE090A	90 x 90	blau	252 Stk.
BLUCREPE100A	100 x 100	blau	252 Stk.
BLUCREPE120A	120 x 120	blau	126 Stk.
BLUCREPE140A	140 x 140	blau	126 Stk.
BLUCREPE1012A	100 x 120	blau	126 Stk.
BLUCREPE1014A	100 x 140	blau	126 Stk.
BLUCREPE1214A	120 x 140	blau	126 Stk.
BLUCREPE1315A	130 x 150	blau	126 Stk.

## WEICHVERPACKUNG - WETLAID

### Wetlaid



Diese weiche und dennoch robuste Weichverpackung besteht aus 70% Zellulose, 20% synthetischem Bindemittel und 10% PET-Fasern und unterstützt die Feuchtigkeitsabsorption.

52 g/m<sup>2</sup>

REF	Format (cm)	Farbe	VE
BLUWETLD050A	50 x 50	blau	504 Stk.
BLUWETLD060A	60 x 60	blau	504 Stk.
BLUWETLD075A	75 x 75	blau	204 Stk.
BLUWETLD090A	90 x 90	blau	204 Stk.
BLUWETLD100A	100 x 100	blau	204 Stk.
BLUWETLD120A	120 x 120	blau	126 Stk.
BLUWETLD140A	140 x 140	blau	102 Stk.
BLUWETLD1012A	100 x 120	blau	126 Stk.
BLUWETLD1014A	100 x 140	blau	126 Stk.
BLUWETLD1214A	120 x 140	blau	126 Stk.
BLUWETLD1315A	130 x 150	blau	102 Stk.

### Millennium Blue Liners



Entwickelt, um Restfeuchtigkeit zu minimieren.

REF	Format (mm)	Farbe	VE
MILB005	250 x 500	blau	1200 Stk.
MILB017	300 x 600	blau	1200 Stk.
MILB019	305 x 305	blau	2000 Stk.
MILB022	305 x 610	blau	1000 Stk.
MILB016	450 x 610	blau	1000 Stk.
MILB020	500 x 500	blau	1000 Stk.

### Tray Liners



Unsere Tray Liners sind zur Platzierung auf dem Boden eines Sterilisationstrays als Schutz und zur Aufnahme von Nässe und Feuchtigkeit während der Aufbereitung vorgesehen. Vliese/Trayliner können als Regalauflage für zusätzlichen Schutz vor grober Handhabung und nassen Verpackungen verwendet werden. Die Materialstärke beträgt 80 g/m<sup>2</sup> und sie sind kompatibel mit dem Dampfsterilisator. Zum Einmalgebrauch.

REF	Format (mm)	Farbe	VE
TLC005	250 x 250	weiß	2400 Stk.
TLC085	250 x 480	weiß	1000 Stk.
TLC006	250 x 500	weiß	1200 Stk.
TLC055	250 x 550	weiß	1200 Stk.
TLC010	300 x 457	weiß	1000 Stk.
TLC036	300 x 500	weiß	1000 Stk.
TLC009	305 x 305	weiß	2000 Stk.
TLC007	305 x 410	weiß	1000 Stk.
TLC011	305 x 610	weiß	1000 Stk.
TLC012	457 x 457	weiß	1000 Stk.
TLC008	457 x 550	weiß	800 Stk.
TLC013	457 x 610	weiß	600 Stk.

### Tray Mats



REF	Format (mm)	VE
MAT005	250 x 250	100 Stk.
MAT004	250 x 500	100 Stk.
MAT002	500 x 375	100 Stk.
MAT007	500 x 500	100 Stk.
MAT001	750 x 500	50 Stk.
DRYMAT018	305 x 305	200 Stk.
DRYMAT006	280 x 500	100 Stk.
DRYMAT011	305 x 510	100 Stk.
DRYMAT003	305 x 610	100 Stk.
DRYMAT002	500 x 375	100 Stk.
DRYMAT007	500 x 500	100 Stk.
DRYMAT008	600 x 600	100 Stk.
DRYMAT001	750 x 500	50 Stk.

Zum Verschließen von Weichverpackung wie Vlies, Papier und Krepp eignen sich die STERIS Klebebänder hervorragend. Sie werden ohne, aber auch mit Indikator angeboten und dienen der visuellen Prüfung, ob der Sterilisationsprozess durchgeführt wurde. STERIS bietet Klebebänder für alle gängigen Sterilisationsverfahren an. Auch passende Abroller hält STERIS für Sie bereit.

### Indikatorklebebänder



Zum Einmalgebrauch.

REF	Format (mm x m)	Kleband	Farbe	Indikator	Farbumschlag	VE
01130	18 x 50	Standard	weiß	Dampf (bleifrei)	grün bis schwarz	1 RL.
0167AB	18 x 50	Standard	blau	Dampf	grün bis schwarz	48 RL.
01500	19 x 50	stark	blau	Dampf	grün bis schwarz	1 RL.
0163AB	24 x 50	Standard	weiß	Dampf	grün bis schwarz	36 RL.
0168AB	24 x 50	Standard	blau	Dampf	grün bis schwarz	36 RL.
01505	24 x 50	Standard	weiß	Dampf	grün bis schwarz	1 RL.
01506	25 x 50	stark	blau	Dampf	grün bis schwarz	1 RL.
PCC071	19 x 50	Standard	weiß	VH2O2	rosa bis schwarz	6 RL.
PCC077	19 x 50	Standard	weiß	VH2O2	rosa bis gelb	6 RL.

### Klebebänder



Zum Einmalgebrauch.

REF	Format (mm x m)	Kleband	Farbe	VE
01132	19 x 50	normal	weiß	1 RL.
0160AB	18 x 50	normal	weiß	48 RL.
01507	25 x 50	normal	weiß	1 RL.
0161AB	24 x 50	normal	weiß	36 RL.
01501	19 x 50	stark	blau	1 RL.
01508	25 x 50	stark	blau	1 RL.
01502	50 x 50	Krepp	braun	1 RL.

### Beschriftete Klebebänder



Zum Einmalgebrauch, nicht hitzebeständig.

REF	Format (mmxm)	Beschriftung	Schriftfarbe	Farbe	VE
01798	50 x 50	„GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“	rot	weiß	6 RL.
01527	50 x 50	„UNVOLLSTÄNDIG“	rot	weiß	6 RL.

### Zubehör für Klebebänder



REF	Beschreibung	VE
09001	Tischabroller für 1 Rolle Indikatorklebeband	1 Stk.
09002	Tischabroller für 2 Rollen Indikatorklebeband mit Saugnäpfen	1 Stk.
09035	Tischabroller für Indikatorklebeband bis 25 mm Streifenlänge voreinstellbar (von ca. 1-10 cm)	1 Stk.
09005	Ersatzmesser für Tischabroller Art. 09001	1 Stk.
09008	Ersatzmesser für Tischabroller Art. 09002	1 Stk.
09007	Ersatzmesser für Tischabroller Art. 09035	1 Stk.

### Transport Cover Wrap (TWRAP)



Das Transport Cover Wrap bietet eine höhere Reißfestigkeit, insbesondere bei der Handhabung schwerer orthopädischer Sets. Transportverpackungen können als separate Lösung, in Verbindung mit einem geeigneten SMS-/SMMS-Bogen oder als Dreifachlage verwendet werden, um eine starke, hochwertige und kostengünstige Verpackungskombination zu gewährleisten. Die Transportverpackung muss in Kombination mit einem SMS/SMMS verwendet werden, da sie keine sterile Barriere erzeugt. Sie ist latexfrei und für die Dampfsterilisation geeignet.

REF	Format (cm)	Farbe	VE
TWRAP075	75 x 75	lila	300 Stk.
TWRAP090	90 x 90	lila	300 Stk.
TWRAP100	100 x 100	lila	200 Stk.
TWRAP120	120 x 120	lila	120 Stk.
TWRAP140	140 x 140	lila	100 Stk.

### Transport Cover Bags



Die Transport Cover Bags sind aus dem gleichen Material wie die Dry Transport Cover Wraps hergestellt und können alternativ mit Indikatorklebeband versiegelt werden. In verschiedenen Größen erhältlich.

REF	Format (mm)	Farbe	VE
TCOVER001	400 x 700 x 90	lila	200 Stk.
TCOVER002	500 x 700 x 90	lila	200 Stk.
TCOVER003	600 x 700 x 90	lila	100 Stk.
TCOVERDRY002	500 x 700 x 90	lila	200 Stk.