


# CONTAINERZUBEHÖR



### Containerfilter


Die STERIS Containerfilter sind eine zuverlässige Keimbarriere. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Lösungen für Container unterschiedlichster Hersteller, welche den internationalen Anforderungen der geltenden Norm ISO 11607-1 entsprechen. Diese Papierfilter sind mit oder ohne Prozessindikator der höchsten Qualität erhältlich und in verschiedenen Größen und Formen verfügbar. Zum Einmalgebrauch.

### Containerfilter: Die Größe entspricht den Filtern der Firma Aesculap



REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
01140	Rundfilter mit Dampfindikator, Lochstanzung zentral Ø 6 mm, weiß	Ø 190	500 Stk.
01152	Rundfilter mit Dampfindikator, Lochstanzung zentral Ø 6 mm, weiß, unterverpackt zu 100 Stk.	Ø 190	500 Stk.
01141	Rundfilter ohne Indikator, Lochstanzung zentral Ø 6 mm, weiß	Ø 190	500 Stk.
01148	Kleinset-Filter mit Dampfindikator, rechteckig, mit spitzen Ecken, weiß	118 x 235	200 Stk.
01186	Kleinset-Filter ohne Indikator, rechteckig, mit spitzen Ecken, weiß	118 x 235	200 Stk.
01317	Rechteckfilter mit Dampfindikator, mit spitzen Ecken, weiß, unterverpackt zu 250 Stk.	170 x 230	500 Stk.
01149	Rechteckfilter ohne Indikator, mit spitzen Ecken, weiß	230 x 230	500 Stk.
01153	Rechteckfilter mit Dampfindikator, mit abgeschrägten Ecken, weiß	230 x 230	500 Stk.
01142	Rechteckfilter ohne Indikator, mit abgeschrägten Ecken, weiß	230 x 230	500 Stk.

### Containerfilter: Die Größe entspricht den Filtern der Firma Martin



REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
01330	Rechteckfilter mit Dampfindikator, mit abgerundeten Ecken und einer Lochstanzung (lang)	104 x 104	250 Stk.
01158	Rechteckfilter mit Dampfindikator, mit spitzen Ecken und zwei Lochstanzungen (rund)	110 x 240	200 Stk.
01143	Rechteckfilter mit Dampfindikator, mit spitzen Ecken	180 x 270	500 Stk.
01321	Rechteckfilter mit Dampfindikator, mit spitzen Ecken	180 x 255	500 Stk.


### Containerfilter (nach ISO 11607)



(01183)  
(01198)  
(01144)  
(01181)

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
01183	ohne Indikator, rechteckig, spitze Ecken	180 x 260	250 Stk.
01198	ohne Indikator, rechteckig, spitze Ecken	230 x 540	250 Stk.
01144	ohne Indikator, rechteckig, spitze Ecken	240 x 240	250 Stk.
01181	ohne Indikator, rechteckig, spitze Ecken	240 x 540	100 Stk.

### Containerfilter (nach ISO 11607)



(01145)



(01365)  
(01378)

Rund und rechteckig. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
01145	quadratisch, grün, mit Dampfindikator, spitze Ecken, 2 Lochstanzungen	225 x 225	500 Stk.
01368	rund, grün, ohne Indikator, Filteraufdruck: blanko, unterverpackt zu je 100 Stk.	Ø 92	1000 Stk.
01365	rund, blau, mit Dampfindikator, unterverpackt zu je 100 Stk.	190 x 6,0	500 Stk.
01378	rund, blau, für die H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -Sterilisation, unterverpackt zu je 100 Stk.	190 x 6,0	500 Stk.
01188	spitze Ecken, blau, für die H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> -Sterilisation, ohne Indikator	120 x 235	500 Stk.

### Containerfilter für weitere Container



Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
01314	Rechteckfilter, mit Dampfindikator, mit spitzen Ecken	145 x 205	100 Stk.
01315	Rechteckfilter, mit Dampfindikator, mit abgeschrägten Ecken	240 x 240	250 Stk.
01327	Rechteckfilter, mit Dampfindikator, mit spitzen Ecken	240 x 540	100 Stk.

### Containerfilter, die Größe entspricht den Filtern der Firma Wagner



REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
01355	rund, Lochstanzung zentral Ø 10 mm, unterverpackt zu je 100 Stk.	Ø 190	500 Stk.
01369	rund, Lochstanzung zentral Ø 10 mm	Ø 75	1000 Stk.
01363	rechteckig, mit spitzen Ecken	245 x 400	100 Stk.
01323	rechteckig, mit spitzen Ecken	96,0 x 212	250 Stk.

### Edelstahlsponder für Filter



Inkl. Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung.

REF	Format (mm)	VE
20437	195 x 195 x 100	1 Stk.

### Verschlussiegel aus Kunststoff

Im Bereich der Kunststoffsigel bietet Ihnen STERIS ein breites Spektrum an verschiedenen Ausführungen an. Unsere Siegel sind sowohl mit als auch ohne Prozessindikatoren erhältlich. Sie schützen Sie und Ihr Team vor Manipulation und haben eine Sollbruchstelle zum einfachen Öffnen. Ausführungen für alle gängigen Containerfabrikate und das breite Spektrum an Farben erleichtern die Kennzeichnung. Außerdem bieten wir nummerierte Sicherheitsplomben (REF 02639) zur versiegelten Rückgabe von Leihinstrumentarium, Implantaten und Containern.

### Verschlussiegel - eckiger Steg



Steglänge 19 mm.

REF	Beschreibung	Farbe	VE
01020	ohne Indikator	● dunkelblau	1000 Stk.
01021	ohne Indikator	● grün	1000 Stk.
01022	ohne Indikator	● weiß	1000 Stk.
01023	ohne Indikator	● rot	1000 Stk.
01024	ohne Indikator	● gelb	1000 Stk.
02623	ohne Indikator	● hellblau	1000 Stk.
01234	ohne Indikator	● orange	1000 Stk.
01286	ohne Indikator	● schwarz	1000 Stk.
01228	mit Dampfindikator	● dunkelblau	1000 Stk.
01229	mit Dampfindikator	● grün	1000 Stk.
01230	mit Dampfindikator	● weiß	1000 Stk.
01231	mit Dampfindikator	● rot	1000 Stk.
01232	mit Dampfindikator	● gelb	1000 Stk.
02670	mit Dampfindikator	● hellblau	1000 Stk.
01235	mit Dampfindikator	● orange	1000 Stk.
01294	mit Dampfindikator	● schwarz	1000 Stk.


### Universal-Verschlussiegel Unilock - eckiger Steg



Steglänge 27 mm.

REF	Beschreibung	Farbe	VE
01240	ohne Indikator	● blau	1000 Stk.
01241	ohne Indikator	● grün	1000 Stk.
01242	ohne Indikator	● weiß	1000 Stk.
01243	ohne Indikator	● rot	1000 Stk.
01244	ohne Indikator	● gelb	1000 Stk.
01245	mit Dampfindikator	● blau	1000 Stk.
01246	mit Dampfindikator	● grün	1000 Stk.
01247	mit Dampfindikator	● weiß	1000 Stk.
01248	mit Dampfindikator	● rot	1000 Stk.
01249	mit Dampfindikator	● gelb	1000 Stk.

### Universal-Verschlussiegel UniLock XL - eckiger Steg



Steglänge 27 mm.

REF	Beschreibung	Farbe	VE
01250	ohne Indikator	● blau	1000 Stk.
01251	ohne Indikator	● grün	1000 Stk.
01252	ohne Indikator	● weiß	1000 Stk.
01253	ohne Indikator	● rot	1000 Stk.
01254	ohne Indikator	● gelb	1000 Stk.
02514	ohne Indikator	● violett	1000 Stk.
02515	ohne Indikator	● orange	1000 Stk.
01255	mit Dampfindikator	● blau	1000 Stk.
01256	mit Dampfindikator	● grün	1000 Stk.
01257	mit Dampfindikator	● weiß	1000 Stk.
01258	mit Dampfindikator	● rot	1000 Stk.
01259	mit Dampfindikator	● gelb	1000 Stk.
02516	mit Dampfindikator	● violett	1000 Stk.
02517	mit Dampfindikator	● orange	1000 Stk.

### Universal-Verschlusssiegel - eckiger Steg



Geeignet für z. B. Aesculap- und Wagner-Container. Steglänge 34 mm.

REF	Beschreibung	Farbe	VE
01025	ohne Indikator	● dunkelblau	1000 Stk.
01026	ohne Indikator	● rot	1000 Stk.
01027	ohne Indikator	● grün	1000 Stk.
01028	ohne Indikator	● gelb	1000 Stk.
01029	ohne Indikator	● weiß	1000 Stk.
02624	ohne Indikator	● orange	1000 Stk.
02625	ohne Indikator	● violett	1000 Stk.
01220	mit Dampfindikator	● dunkelblau	1000 Stk.
01221	mit Dampfindikator	● rot	1000 Stk.
01233	mit Dampfindikator	● grün	1000 Stk.
01238	mit Dampfindikator	● gelb	1000 Stk.
01239	mit Dampfindikator	● weiß	1000 Stk.
02640	mit Dampfindikator	● orange	1000 Stk.

### Verschlusssiegel „AW“ - runder Steg



Geeignet für Aesculap- und Wagner-Container. Steglänge 19 mm.

REF	Beschreibung	Farbe	VE
02612	ohne Indikator	● rot	1000 Stk.
02613	ohne Indikator	● blau	1000 Stk.
02614	ohne Indikator	● grün	1000 Stk.
02615	ohne Indikator	● gelb	1000 Stk.
02661	ohne Indikator	● weiß	1000 Stk.
02662	ohne Indikator	● schwarz	1000 Stk.
02632	mit Dampfindikator	● rot	1000 Stk.
02633	mit Dampfindikator	● blau	1000 Stk.
02634	mit Dampfindikator	● grün	1000 Stk.
02635	mit Dampfindikator	● gelb	1000 Stk.
02663	mit Dampfindikator	● weiß	1000 Stk.

### Universal-Verschlussiegel Unilock XL - eckiger Steg

Ohne Indikator, mit Beschriftung.

REF	Beschreibung	Farbe	VE
02671	ohne Indikator, mit Druck: „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“	● gelb	1000 Stk.
02672	ohne Indikator, mit Druck: „GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT“	● rot	1000 Stk.
02673	ohne Indikator, mit Druck: „AUFBEREITETE MEDIZINPRODUKTE“	● grün	1000 Stk.

### Universalsiegel - runder Steg

Länge 195 mm.



REF	Beschreibung	Farbe	VE
01204	ohne Indikator	● dunkelblau	1000 Stk.
02641	ohne Indikator	● rot	1000 Stk.
02643	ohne Indikator	● gelb	1000 Stk.
02660	ohne Indikator	● grün	1000 Stk.
01205	mit Dampfindikador	● dunkelblau	1000 Stk.

### Universalsiegel - eckiger Steg

Steglänge 80 mm. Zum Einmalgebrauch.




(01014)  
(01216)  
(01217)  
(01218)  
(01219)



(02611)

REF	Beschreibung	Farbe	VE
01014	ohne Indikator	● blau	1000 Stk.
01216	ohne Indikator	● rot	1000 Stk.
01217	ohne Indikator	● grün	1000 Stk.
01218	ohne Indikator	● gelb	1000 Stk.
01219	ohne Indikator	● schwarz	1000 Stk.
01013	mit Dampfindikador	● blau	1000 Stk.
01212	mit Dampfindikador	● rot	1000 Stk.
01213	mit Dampfindikador	● grün	1000 Stk.
01214	mit Dampfindikador	● gelb	1000 Stk.
01215	mit Dampfindikador	● schwarz	1000 Stk.
02611	1-2-3 Verschlussiegel, mit Dampfindikador	● grün	1000 Stk.

### Kunststoffplombe für Martin-Container



Ohne Indikator, mit Beschriftung.

REF	Beschreibung	Farbe	VE
01011	ohne Indikator	• weiß	1000 Stk.
01012	mit Dampfindikator	• weiß	1000 Stk.

### KLS Martin Verschlussiegel für Martin-Container (Miniset)




REF	Beschreibung	Farbe	VE
559967604	ohne Indikator	• rot	1000 Stk.
559967704	mit Dampfindikator	• rot	1000 Stk.

### Verschlussiegel für Martin-Container (Microstop)



REF	Beschreibung	Farbe	VE
559968204	ohne Indikator	• rot	1000 Stk.
559968304	mit Dampfindikator	• rot	1000 Stk.

### Sicherheitsplombe




Fortlaufend nummeriert.

REF	Beschreibung	Farbe	VE
02639	290 mm lang; Nutzlänge 220 mm	• gelb	400 Stk.

### Papiersiegel

Eine umweltschonende Variante, um Container zu verschließen, bieten Ihnen die beliebten STERIS Papiersiegel. Die Siegel können bei fast allen gängigen Containern angebracht werden und verfolgen ein einfaches Prinzip. Mit unseren Papiersiegeln sorgen Sie für sicheren Verschluss für den Transport und die Lagerung durch den thermischen Verschluss der Komponenten. In unterschiedlichen Ausführungen mit und ohne Dokumentationsfeld und Kennzeichnung mit Etiketten möglich. Zum Einmalgebrauch.




REF	Beschreibung	Farbe	Format (mm)	VE
01010	Stegbreite 3 mm	• weiß	100 x 18	1000 Stk.
01003	mit Dampfindikator, Stegbreite 3 mm	• weiß	105 x 30	1000 Stk.
01004	mit Dampfindikator, mit Anfassflasche, Stegbreite 4 mm	• weiß	117 x 38	500 Stk.
01005	mit Dampfindikator, Stegbreite 4 mm	• weiß	117 x 38	500 Stk.
02638	mit Dampfindikator, Stegbreite 2 mm	• weiß	105 x 30	1000 Stk.
04120	mit Dampfindikator, mit Anfassflasche, Stegbreite 4 mm	• weiß	132 x 38	500 Stk.
04179	mit Dampfindikator, einfach selbstklebend	• weiß	145 x 35	750 Stk.
01006	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, einfach selbstklebend, Einschub von rechts	• weiß	35 x 74	1000 Stk.
04114	wie 01006, blanko	• weiß	35 x 74	1000 Stk.
01008	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, nicht selbstklebend, Einschub von rechts	• weiß	35 x 74	1000 Stk.
01009	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, einfach selbstklebend, Einschub von links	• weiß	35 x 74	1000 Stk.
04108	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, nicht selbstklebend, Einschub von links	• weiß	35 x 74	1000 Stk.
04113	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, einfach selbstklebend, Einschub von rechts	• weiß	35 x 80	1000 Stk.
61006	Verschlusskett, mit Dampfindikator, selbstklebend, Einschub von rechts, mit Dokumentationsfeld	• weiß	74 x 35	1000 Stk.

### Einschubschilder

Einschubschilder erleichtern Ihnen die Dokumentation, denn sie können einfach in die dafür vorgesehene Öffnung am Container geschoben werden. Die STERIS Einschubschilder gibt es in verschiedenen Ausführungen für Aesculap-, Martin- oder andere Containersysteme. Außerdem bieten wir auch Blanko-Varianten und Ausführungen mit Dokumentationsfeldern, in denen Sterilisationsdaten, Chargennummern oder Siebbezeichnungen notiert werden können. Die Schilder, die sich zum Aufkleben eignen, vereinfachen die Patientendokumentation. Alle STERIS Einschubschilder bestehen aus sterilisationsbeständigem Spezialkarton und sind zum Einmalgebrauch. Die Fotos dienen der Darstellung und können leicht abweichen.


### Dokumentationsschilder für Wagner-Container




Mit Dampfindikator und Dokumentationsfeld.

REF	Selbstklebend	Format (mm)	VE
01133	nein	40 x 59	1000 Stk.
01134	einfach	40/10 x 59	1000 Stk.
01169	einfach	40 x 59/74	1000 Stk.


### Dokumentationsschilder für diverse Container




(04067)



(04112)



(01116)




(04116)



(04003)

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
04067	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, einfach selbstklebend; für Geuder-Container	23 x 60	1000 Stk.
04112	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, einfach selbstklebend; für Microstop-Container	39 x 63	1000 Stk.
01116	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, nicht selbstklebend; für Sterilisationscontainer	38 x 67	1000 Stk.
04116	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, nicht selbstklebend; für CBM-Container	39 x 55	1000 Stk.
04003	Set-Etikett mit Dampfindikator, einfach selbstklebend, Trägermaterial geschlitzt aus Spezialkarton 280g/m <sup>2</sup>	40 x 80	1000 Stk.


### Dokumentationsschilder für Aesculap-Container



Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
04102	blanko, nicht selbstklebend	39 x 68	1000 Stk.
01400	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, nicht selbstklebend	35 x 80	1000 Stk.
04184	ohne Indikator, blanko, nicht selbstklebend	35 x 80	1000 Stk.
04000	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, einfach selbstklebend	18 x 60	1000 Stk.
01136	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, einfach selbstklebend	39 x 68	1000 Stk.
01135KS	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, nicht selbstklebend, je 100 Stk. unterverpackt	39 x 68	1000 Stk.
04005	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, nicht selbstklebend, je 100 Stk. unterverpackt	18 x 50	1000 Stk.
04107	mit Dampfindikator „STERIL“, ohne Rahmen, einfach selbstklebend	39 x 67	1000 Stk.


### Dokumentationsschilder für Martin-Container



Mit Dampfindikator und Dokumentationsfeld.

REF	Selbstklebend	Format (mm)	VE
01137	nein	35 x 50	1000 Stk.
01139	einfach	46 x 50	1000 Stk.
01122	einfach	46 x 60	1000 Stk.


### Dokumentationsschilder für Martin-Container



Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
01120	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, einfach selbstklebend	36 x 67	1000 Stk.
04123	blanko, nicht selbstklebend	36 x 67	1000 Stk.
01121	mit Dampfindikator, mit Dokumentationsfeld, nicht selbstklebend	36 x 64	1000 Stk.

### Anhängeschilder



Die STERIS Anhängeschilder und Aufsteller helfen Ihnen bei der schnellen Beschriftung Ihrer Container und Wagen. Sie sind hitzebeständig bis zu 134 °C, nicht selbstklebend. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
04162	mit Loch, weiß, aus Spezialpapier	90 x 50 + 20	100 Stk.
04192	mit Loch, einseitig rot, aus Spezialpapier	90 x 50 + 20	100 Stk.
04193	mit Loch, einseitig blau, aus Spezialpapier	90 x 50 + 20	100 Stk.
04194	mit Loch, einseitig gelb, aus Spezialpapier	90 x 50 + 20	100 Stk.
04195	mit Loch, einseitig grün, aus Spezialpapier	90 x 50 + 20	100 Stk.
04216	mit Loch, weiß, aus Spezialpapier	110 x 60 + 20	100 Stk.
04289	mit Loch, beidseitig rot, aus Spezialpapier	110 x 60 + 20	100 Stk.
04172	mit Kreuzschlitzung, weiß, aus Spezialpapier	75 x 40 + 20	100 Stk.