

DOKUMENTATION



Dokumentieren Sie den Inhalt Ihrer verpackten Medizinprodukte mithilfe qualitativ hochwertiger Papieretiketten. Da die Etiketten für fast alle Etikettendrucker geeignet sind, können Sie diese nach Ihren Wünschen bedrucken und finden so immer alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Bei STERIS finden Sie Etiketten in gängigen Formaten und Varianten.

Die doppelt selbstklebenden Etiketten eignen sich besonders für die Dokumentation in den Patientenakten. Außerdem finden Sie in unserem Portfolio innen- und außengewickelte Etiketten sowie diverse Rollendurchmesser. Etiketten ohne Abreißperforation eignen sich hervorragend für Schneidedrucker.

Einzeletiketten und Endlos-Etiketten - ohne Indikator



Blanko ohne Indikator, außen gewickelt und doppelt selbstklebend. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	selbstklebend	Abreißperforation	Format (mm)	Kern-Ø (mm)	VE
04208	RL. à 1000 Etiketten	doppelt	ja	50 x 33	40	1 RL.
04084	für non-woven Materialien geeignet, RL. à 1000 Etiketten	doppelt	ja	70 x 33	40	1 RL.
04152	RL. à 1000 Etiketten	doppelt	ja	60 x 34	40	1 RL.
04187	unterteilt in 3 Einzeletiketten, RL. à 2000 Etiketten	doppelt	ja	102x34 51 x 22 51 x 22	76	1 RL.
04348	unterteilt in 3 Einzeletiketten, RL. à 500 Etiketten	doppelt	ja	102x34 51 x 22 51 x 22	40	1 RL.
04188	RL. à 2000 Etiketten	doppelt	ja	75 x 35	76	1 RL.
04161	RL. à 2000 Etiketten	doppelt	nein	63 x 40	76	1 RL.
04284	mit Schlitzung, hitzebeständig bis 134 °C, RL. à 2000 Etiketten	doppelt	nein	75 x 35	76	1 RL.


Einzeletiketten - mit Dampfindikator (Rosa nach Braun)



Blanko mit Indikator, außen gewickelt und doppelt selbstklebend. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Abreiß-perforation	Format (mm)	Kern-Ø (mm)	VE
04322	Obermaterial mit Horizontalschlitzung, RL. à 1000 Etiketten	ja	60 x 33	25	1 RL.
04010	mit roter Farbecke, RL. à 1000 Etiketten	ja	60 x 33	40	1 RL.
04086	RL. à 1000 Etiketten	ja	60 x 33	40	1 RL.
04158	RL. à 2000 Etiketten	ja	60 x 33	40	1 RL.
04214	RL. à 1000 Etiketten	ja	59 x 35	40	1 RL.
04209	Obermaterial mit Horizontalschlitzung, RL. à 1000 Etiketten	ja	59 x 35	40	1 RL.
04290	RL. à 1000 Etiketten	ja	58 x 38	40	1 RL.
04141	RL. à 1000 Etiketten	ja	57 x 40	40	1 RL.
04167	mit Schlitzung im Obermaterial, RL. à 660 Etiketten	ja	72 x 48	40	1 RL.
04287	mit Schlitzung im Obermaterial, RL. à 660 Etiketten	ja	72 x 48	76	1 RL.
04164	unterteilt in 3 Einzeletiketten: 1 à 102 x 34 mm und 2 à 51 x 22 mm, RL. à 660 Etiketten	ja	102 x 56	25	1 RL.

Einzeletiketten - mit Dampfindikator für non-woven Material



Außen gewickelt und doppelt selbstklebend. Blanko mit Dampfindikator.

REF	Beschreibung	Abreiß- perforation	Format (mm)	Kern-Ø (mm)	VE
04160	RL. à 1000 Etiketten	ja	60 x 31	25	1 RL.
04207	RL. à 1000 Etiketten	ja	50 x 33	40	1 RL.
04089	RL. à 1000 Etiketten	nein	70 x 33	40	1 RL.
04301	mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag, RL. à 1000 Etiketten	ja	70 x 33	40	1 RL.
04295	RL. à 1000 Etiketten	nein	70 x 33	76	1 RL.
04144	RL. à 2000 Etiketten	ja	70 x 33	40	1 RL.
04169	RL. à 1000 Etiketten	ja	70 x 33	76	1 RL.
04336	mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag, Dampfindikator links, RL. à 1000 Etiketten	ja	70 x 35	40	1 RL.
04183	Dampfindikator rechts, RL. à 1000 Etiketten	ja	70 x 35	40	1 RL.
04182	Dampfindikator links, RL. à 1000 Etiketten	ja	70 x 35	40	1 RL.


Einzeletiketten - mit Dampfindikator für non-woven Material geeignet



Blanko mit Dampfindikator (Rosa nach Braun).
Außen gewickelt und doppelt selbstklebend.

REF	Beschreibung	Abreißperforation	Format (mm)	Kern-Ø (mm)	VE
04250	RL. à 1000 Etiketten	ja	70 x 35	40	1 RL.
04273	mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag, Farbbalken rot, RL. à 1000 Etiketten	ja	70 x 35	76	1 RL.
04180	RL. à 1000 Etiketten	ja	70 x 35	40	1 RL.
04275	mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag, Farbbalken grün, RL. à 1000 Etiketten	ja	70 x 35	76	1 RL.
04276	mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag, Farbbalken gelb, RL. à 1000 Etiketten	ja	70 x 35	76	1 RL.
04274	mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag, Farbbalken blau, RL. à 1000 Etiketten	ja	70 x 35	76	1 RL.
04280	mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag, Dampfindikator links, RL. à 1000 Etiketten	ja	75 x 35	76	1 RL.
04272	Dampfindikator links, RL. à 1000 Etiketten	ja	70 x 35	76	1 RL.
04242	RL. à 1000 Etiketten	ja	70 x 35	76	1 RL.
04328	Dampfindikator links, RL. à 2000 Etiketten	ja	70 x 35	76	1 RL.
04311	mit Hinweistext auf Norm und Farbumschlag, RL. à 1000 Etiketten	ja	100 x 60	76	1 RL.
04241	RL. à 1000 Etiketten	ja	83 x 40	76	1 RL.
04093	Endlos-Etiketten, außen gewickelt, doppelt selbstklebend, klebt auch auf non-woven Materialien	nein	70 x 80	50	1 RL.

Einzeletiketten - mit Dampfindikator (Rosa nach Braun)



Innen gewickelt und doppelt selbstklebend.

REF	Beschreibung	Abreißperforation	Format (mm)	Kern-Ø (mm)	VE
04190	für non-woven Material geeignet, RL. à 1000 Etiketten	ja	60 x 31	40	1 RL.
04094	für non-woven Material geeignet, RL. à 2000 Etiketten	ja	60 x 31	40	1 RL.
04266	RL. à 2000 Etiketten	ja	60 x 33	40	1 RL.
04265	RL. à 1000 Etiketten	ja	60 x 33	40	1 RL.
04306	für non-woven Material, Indikator links, RL. à 1000 Etiketten	ja	70 x 33	40	1 RL.
04198	für non-woven Material, RL. à 1000 Etiketten	ja	70 x 35	40	1 RL.
04236	für non-woven Material, RL. à 2500 Etiketten	ja	70 x 35	40	1 RL.
04157	für non-woven Material, RL. à 2500 Etiketten	ja	70 x 35	40	1 RL.
04256	für non-woven Material, Indikator links, RL. à 1000 Etiketten	ja	70 x 35	76	1 RL.
04021	rot, für non-woven Material, RL. à 2000 Etiketten	ja	90 x 35	40	1 RL.

Einzeletiketten - mit Dampfindikator (rosa nach braun)



Innen gewickelt und doppelt selbstklebend. Mit Dampfindikator.

REF	Beschreibung	Abreißperforation	Format (mm)	Kern-Ø (mm)	VE
04299	für non-woven Material, mit Hinweistext auf Norm - RL. à 2000 Etiketten	ja	90 x 35	76	1 RL.
04133L	für non-woven Material und für längere Wärmeeinwirkung, Indikator links - RL. à 750 Etiketten	ja	70 x 38	76	1 RL.
04038	RL. à 2000 Etiketten		63 x 40	40	1 RL.

Endlos-Etiketten - mit Dampfindikador (Rosa nach Braun)



Außen gewickelt. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	selbstklebend	Rollenlänge (mm)	Rollenbreite (mm)	Kern-Ø (mm)	VE
04063	gelb	doppelt	80	70	50	1 RL.
04061	grün	doppelt	80	70	50	1 RL.
04060	rot	doppelt	80	70	50	1 RL.
04085	für non-woven Material geeignet	doppelt	80	70	50	1 RL.
04145	für non-woven Material geeignet	doppelt	80	70	76	1 RL.
04181	für non-woven Material geeignet, beidseitig freigelegter Rand	doppelt	80	70	50	1 RL.
04142	mit Spezialkleber, schont das Schneidmesser	doppelt	80	70	50	1 RL.
04268	mit Spezialkleber, schont das Schneidmesser	doppelt	80	70	76	1 RL.
04062	-	doppelt	80	70	50	1 RL.

Sonstige Einzeletiketten - mit Lochrand




Mit Dampfindikador (Rosa nach Braun), zickzack-gefaltet, mit Abreißperforation.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
04004	doppelt selbstklebend, Universalkleber, Aufdruck: Inhalt, Name, Steri-Datum, Patient	99 x 37	2500 Stk.

Folienetiketten bieten Ihnen die Möglichkeit der Kennzeichnung Ihrer Container oder Siebkorb Schilder. Sie zeichnen sich besonders durch ihre lange Haltbarkeit und Haftung auf glatten Oberflächen aus, auch nach dem Aufbereitungsprozess. STERIS bietet Ihnen unterschiedliche Versionen in zahlreichen Größen für lange haltende Befestigung, die kompatibel mit den gängigsten Etikettendruckern sind.

Folienetikett - blanko - ohne Indikator



Hitzebeständig bis 134°C, RDG-tauglich, außen gewickelt, einfach selbstklebend.

REF	Beschreibung	Abreiß-perforation	Format (mm)	Kern-Ø (mm)	VE
04239	• weiß, waschbar im RDT-Automaten, stark haftend	ja	54 x 16	40	1 RL.
04271	• weiß, waschbar im RDT-Automaten, stark haftend	ja	50 x 23	25	1 RL.
04227	• weiß, waschbar im RDT-Automaten, stark haftend	ja	50 x 23	40	1 RL.
04255	• gelb, waschbar im RDT-Automaten, stark haftend	ja	60 x 25	40	1 RL.
04222	• grün, RDG-tauglich, stark haftend	ja	60 x 25	40	1 RL.
04221	• rot, nicht waschbar, stark haftend	ja	60 x 25	40	1 RL.
04176	• weiß, waschbar im RDT-Automaten, stark haftend	ja	60 x 25	40	1 RL.
04218	waschbar im RDT-Automaten	nein	40 x 28	25	1 RL.
04174	waschbar im RDT-Automaten, stark haftend	ja	40 x 28	40	1 RL.
04186	waschbar im RDT-Automaten, mit einseitiger Anfasslasche, rückstandslos abziehbar	ja	55 x 35	50	1 RL.

Folienetikett zum Kennzeichnen und Versiegeln von Containern



Rückstandslos ablösbar, einfach selbstklebend, außen gewickelt, zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Format (mm)	Kern-Ø (mm)	VE
01001	mit Dampfindikator	102 x 25	76	1 RL.
01002	ohne Dampfindikator	102 x 25	76	1 RL.
04096	ohne Dampfindikator	75 x 35	76	1 RL.


Thermotransferfolien



Nachfolgend finden Sie Thermotransfer-Rollen in unterschiedlichen Beschichtungen und Qualitäten, passend für Ihre Drucker und Etiketten. Für ein perfektes Sterilisationsergebnis (wischbeständig bis 150 °C) empfehlen wir die hochwertige Harzqualität, die besonders für Trägermaterial aus Folie geeignet ist. Wachs/Harz-Qualitäten eignen sich für die gängigsten Beanspruchungen in der AEMP/ZSVA besonders für Papieretiketten. Die Wachsqualität eignet sich für einfache Anwendungen ohne thermische Anforderungen. Außen oder innen beschichtet. VE = 1 RL.

REF	Beschichtung	Qualität	Format (mm)	Hüslenlänge (mm)	Hüslen-Ø (mm)	Autoklavebeständig
09080	außen	Wachs	70 x 300	70	25	nein
09270	außen	Wachs/ Harz	70 x 300	70	25	ja
09069	innen	Wachs	76 x 300	76	25	nein
09852	innen	Wachs/ Harz	76 x 300	76	25	ja
09077	außen	Wachs	80 x 300	80	25	nein
09854	außen	Wachs/ Harz	80 x 300	80	25	ja
09486	außen	Harz	80 x 300	80	25	bis 150 °C
09213	außen	Wachs	85 x 74	110	12,5	nein
09452	außen	Wachs/ Harz	85 x 74	110	12,5	ja
09856	außen	Wachs/ Harz	85 x 74	110	12,5	ja
09476	außen	Harz	85 x 74	110	12,5	bis 150 °C
09212	außen	Wachs	110 x 74	110	25	nein
09853	außen	Wachs/ Harz	110 x 74	110	12,5	ja
09262	außen	Wachs/ Harz	110 x 300	110	25	ja

Bogenetiketten



Bogenetiketten oder auch Haftetiketten sind Papieretiketten, die in einem DIN-Format enthalten sind. Sie sind einfach selbstklebend und größtenteils hitzebeständig.

REF	Beschreibung	Indikator	Format (mm)	VE
04016	für Laserdrucker, einfach selbstklebend - 25 Bogen DIN A4 à 44 Etiketten	Dampf	48 x 25	1100 Stk.
04017	für Laserdrucker, einfach selbstklebend - 25 Bogen DIN A4 à 21 Etiketten	Dampf	64 x 38	525 Stk.

Vorgedruckte Etiketten



Vorgedruckte Etiketten dienen zur visuellen Unterstützung der Kommunikation zwischen den einzelnen Fachabteilungen. Weiterhin gewährleisten Warnschilder den Schutz Ihres Personals bspw. vor Verbrennungen an heißen Oberflächen, indem sie die Farbe ändern, wenn sie heiß werden. Aufkleber für Desinfektionsmittelflaschen helfen Ihnen, der Kennzeichnungspflicht nachzukommen.

Rollenbreite = 102 mm, VE = 1 RL.

REF	Beschreibung	Beschriftung	Farbe	Format (mm)	Kern-Ø (mm)
04281	innen gewickelt, einfach selbstklebend, fortlaufend nummeriert, RL. à 500 Etiketten	„Sicherheitssiegel / Security Seal“	grün	90 x 30	76
04240	innen gewickelt, einfach selbstklebend, fortlaufend nummeriert, RL. à 500 Etiketten	„desinfiziert, wenn Etikett intakt“	rot	90 x 30	76
04326	außen gewickelt, aus PE-Folie, RL. à 500 Etiketten	„Anbruch am: _____ Verwendbar bis: _____“	gelb	70 x 30	40
04156	außen gewickelt, einfach selbstklebend, RL. à 1000 Etiketten	„gereinigt + desinfiziert“	blau	100x40	40
04288	außen gewickelt, einfach selbstklebend, RL. à 1000 Etiketten	„kontaminiert“	rot	100x40	40
04238	außen gewickelt, einfach selbstklebend, hitzebeständig bis 134 °C, RL. à 1000 Etiketten	„unvollständig“	orange	100x40	40


Vorgedruckte Etiketten



VE = 1 RL.

REF	Beschreibung	Beschriftung	Format (mm)	Rollenbreite (mm)	Kern-Ø (mm)
04215	gelb, innen gewickelt, einfach selbstklebend, sterilisierbar bis 134 °C, RL. à 1000 Etiketten	„Leihsieb“	100 x 40	104	40
04228	rot, innen gewickelt, einfach selbstklebend, nicht sterilisierbar, RL. à 1000 Etiketten	„defekt“	40 x 50	43	76
04229	rot, innen gewickelt, einfach selbstklebend, nicht sterilisierbar, RL. à 1000 Etiketten	„nicht steril“	40 x 50	43	76
04177	rot, innen gewickelt, einfach selbstklebend, nicht sterilisierbar, RL. à 1000 Etiketten	„THERMISCH DESINFIZIERT“	40 x 50	43	40

Einzeletiketten für Etikettiergeräte



REF	Beschreibung	Farbe	Format (mm)	VE
04041	für Etikettiergerät REF 04014, ohne Indikator	blau	23 x 31	12 RL.n
04053	für Etikettiergerät REF 04014, mit Dampfindikator	gelb	23 x 31	12 RL.n
04040	für Etikettiergerät REF 04014, ohne Indikator	grün	23 x 31	12 RL.n
04051	für Etikettiergerät REF 04014, mit Dampfindikator	grün	23 x 31	12 RL.n
04048	für Etikettiergerät REF 04014, mit Dampfindikator	orange	23 x 31	12 RL.n
04050	für Etikettiergerät REF 04014, mit Dampfindikator	rot	23 x 31	12 RL.n
04054	für Etikettiergerät REF 04014, ohne Indikator	blanko	23 x 31	12 RL.n
04052	für Etikettiergerät REF 04014, mit Dampfindikator	blau	23 x 31	12 RL.n
04049	für Etikettiergerät REF 04014, ohne Indikator	weiß	23 x 31	12 RL.n
04335	für Etikettiergerät REF 04230, klebt nicht auf non-woven Materialien	weiß	29 x 28	12 RL.n
04071	METO - für Etikettiergerät 04019, mit Dampfindikator	grün	29 x 28	12 RL.n
04070	METO - für Etikettiergerät 04019, mit Dampfindikator	rot	29 x 28	12 RL.n
04069	METO - für Etikettiergerät 04019, mit Dampfindikator	weiß	29 x 28	12 RL.n
04072	METO - für Etikettiergerät 04019, mit Dampfindikator	blau	29 x 28	12 RL.n
04073	METO - für Etikettiergerät 04019, mit Dampfindikator	gelb	29 x 28	12 RL.n
04068	METO - für Etikettiergerät 04019, mit Dampfindikator	orange	29 x 28	12 RL.n
04034	für Etikettiergerät REF 04011, mit Textvordruck: „sterilisiert am / verwendbar bis“	blau	37 x 19	1 RL.

Dokumentation - Etikettierer und Zubehör



REF	Beschreibung	VE
04232	Ersatzfarbrolle für Etikettiergerät für Handauszeichnung, 3-zeilig REF 04230	1 Stk.
04018	MONARCH - Ersatzfarbrolle für Etikettiergerät REF 04014	2 Stk.
04014	MONARCH - Etikettiergerät für Handauszeichnung, 3-zeilig	1 Stk.
04231	Etikettiergerät für Handauszeichnung, 2-zeilig	1 Stk.
04230	Etikettiergerät für Handauszeichnung, 3-zeilig	1 Stk.

Markierungsstifte



REF	Beschreibung	Tuschfarbe	Strichstärke (mm)	VE
05504	edding 8400 Permanentmarker, lichtbeständig	schwarz	0,5-1,0	10 Stk.
05505	Permanentmarker, sterilisationsfest	schwarz	0,75	10 Stk.
05513	Permanentmarker, sterilisationsfest	rot	0,75	10 Stk.
09089	edding 8010 Röntgenmarker	weiß	0,8	10 Stk.
09087	edding 400 Permanentmarker, lichtbeständig	blau	1,0	10 Stk.
09170	edding 400 Permanentmarker, lichtbeständig	rot	1,0	10 Stk.
09086	edding 400 Permanentmarker, lichtbeständig	schwarz	1,0	10 Stk.
05514	SteriLiner Permanentmarker, sterilisationsfest	schwarz	1,0	10 Stk.
05515	SteriLiner XL Permanentmarker, mit Keilspitze, sterilisationsfest	schwarz	2,0-5,0	10 Stk.

Brother P-Touch



REF	Modell	Beschreibung	VE
09500	PT-D600VP	<ul style="list-style-type: none"> • deutsche QWERTZ-Tastatur • Farbdisplay, 3 Zeilen x 20 Zeichen • bis zu 24 mm Schriftbandbreite • 280 darstellbare Zeichen, Phrasenspeicher mit 2800 Zeichen • automatisches Speichern der letzten Eingabe • 14 Schriftarten, 10 Druckstile, 6-48 Punktgröße 	1 Stk.

Schriftbänder für P-touch-Beschriftungsgeräte



Hitzebeständig bis 134 °C, waschbar, nur bedingt für die Dampfsterilisation geeignet.
VE = 1 Stk.

REF	Lauf­länge (m)	Band­breite (mm)	lami­niert	Band­farbe	Schrift­farbe	Spezifikation
09511	8,0	18	ja	weiß	schwarz	-
09544	8,0	18	nein	weiß	schwarz	-
09547	8,0	18	ja	weiß	schwarz	Flexi-Tape
09510	8,0	18	ja	farblos	schwarz	-
09541	8,0	18	ja	farblos	weiß	-
09513	8,0	18	ja	blau	schwarz	-
09514	8,0	18	ja	gelb	schwarz	-
09515	8,0	18	ja	grün	schwarz	-
09512	8,0	18	ja	rot	schwarz	-
09516	8,0	18	ja	schwarz	weiß	-
09502	8,0	24	ja	weiß	schwarz	-
09543	8,0	24	nein	weiß	schwarz	-
09548	8,0	24	ja	weiß	schwarz	Flexi-Tape
09550	8,0	24	ja	gelb	schwarz	Flexi-Tape
09508	5,0	24	ja	signal-gelb	schwarz	-
09507	5,0	24	ja	signal-orange	schwarz	-
09504	8,0	24	ja	blau	schwarz	-
09501	8,0	24	ja	farblos	schwarz	-
09505	8,0	24	ja	gelb	schwarz	-
09506	8,0	24	ja	grün	schwarz	-
09503	8,0	24	ja	rot	schwarz	-
09554	8,0	24	ja	silber matt	schwarz	-

Schablonenbänder zur Verwendung beim Elektrolytbeschriften



REF	Schriftfarbe	Bandfarbe	Format (mm)	Lauflänge (m)	VE
09537	schwarz	weiß	18	3	1 Stk.
09536	schwarz	weiß	24	3	1 Stk.

Qualitätsdokumentation



Mit Abreißperforation, zum Einmalgebrauch, doppelt selbstklebend.

REF	Beschreibung	Format (mm)	VE
09072	Siebdokumentationsblock mit Dampfindikator - Block à 100 Blatt	100 x 100	1 Block
09071	Siebdokumentationsblock ohne Dampfindikator aus medizinischem Spezialpapier - Block à 100 Blatt	100 x 100	1 Block
09214	Siebkontrollkarte mit Dampfindikator, Rückseitendruck: TIME OUT	120 x 75	1000 Stk.