

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



Untersuchungskittel



STERIS bietet Ihnen ein breites Sortiment an unsterilen Einmalkitteln in diversen Varianten und Materialien an. Unser Sortiment ist an Ihre Bedürfnisse angepasst, egal ob beschichtete Front und Ärmel für den Nassbereich oder aber kostengünstige Einmal-Besucherkittel für kurze und weniger kritische Anwendungen. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl in allen gängigen Größen. Unsteril. Zum Einmalgebrauch.

REF	Beschreibung	Material	Farbe	Größe (cm)	Grammatur	VE
EN10120GB	beschichtet, mit Ärmelbündchen	SMS	gelb	198 x 105	30 g/m ²	100 Stk.
EN10120G	beschichtet, mit Daumenschlaufen	SMS	gelb	198 x 105	30 g/m ²	100 Stk.
EN10120GL	beschichtet, mit Daumenschlaufen	SMS	gelb	202 x 115	30 g/m ²	50 Stk.
EN10120B	unbeschichtet, mit Daumenschlaufen	SMS	blau	198 x 106	30 g/m ²	100 Stk.
09437	wasserabweisend, atmungsaktiv, lange Ärmel mit Strickbund, Klettverschluss am Hals, zum Binden in der Taille	Mischvlies	blau	130 lang	72 g/m ²	50 Stk.
EN102110	mit Ärmelbündchen und Bindegürtel, vollbeschichtet	Vlies	gelb	136 x 140	31 g/m ²	100 Stk.

Untersuchungskittel



Für besondere Aufbereitungen bietet STERIS unterschiedliche Einmalkittel an. Die Vorderseite und die Ärmel sind aus High-Risk-Fiber hergestellt, einem Material, das Ihnen mehr Sicherheit bietet. Für mehr Frische ist der Rücken aus sehr luftdurchlässigem Vliesstoff hergestellt. Unsteril. Zum Einmalgebrauch. Farbe: gelb.

REF	Beschreibung	Größe (cm)	Grammatur	VE
EN101203	mit Ärmelbündchen	140 x 150	26 g/m ²	100 Stk.
EN101200B	mit Ärmelbündchen	136 x 140	26 g/m ²	100 Stk.
EN101201G	mit Ärmelgummis	136 x 140	26 g/m ²	100 Stk.
EN101200PLUS	mit Ärmelbündchen	136 x 140	36 g/m ²	100 Stk.
EN101200XL	mit Ärmelbündchen	160 x 160	26 g/m ²	100 Stk.

Untersuchungskittel



Für Untersuchungen sind die STERIS unsterilen Untersuchungskittel mit Ärmelbündchen und farblich kodiertem Bindegürtel ausgestattet. Ebenso verfügen sie im Brust- und Armbereich über innenseitige Verstärkungen an den Nahtstellen, um Kontamination über Mikrolöcher zu verhindern. Sie sind aus SMS hergestellt und haben eine Materialstärke von 35 g/m². Zum Einmalgebrauch.

REF	Farbe	Größe (cm)	Grammatur	VE
EN10119L	hellblau	125 x 155	35 g/m ²	50 Stk.
EN10119M	hellblau	120 x 140	35 g/m ²	50 Stk.
EN10119XL	hellblau	130 x 160	35 g/m ²	50 Stk.

Nackenwärmer mit Rollkragen



Aus 100 % Baumwolle, Anti-Pilling (fusselfrei), sanforisiert (läuft beim Waschen nicht ein) und Öko-Tex Standard 100.

REF	Größe	VE
09439	S	1 Stk.
09403	M	1 Stk.
09404	L	1 Stk.

Gesichtsschutz und Mund-/Nasenschutzmasken

Besonders bei der Aufbereitung im Nassbereich sind Gesichtsschutz und Mundschutz essenziell. Dementsprechend legt STERIS viel Wert auf hochwertige Produkte wie Vollgesichtsvisiere, Schutzbrillen und Mund-/Nasenschutzmasken.

Mund-/Nasenschutzmasken

REF	Beschreibung	VE
09441	Mundschutz mit Visier, blau-weiß, 3-lagig, mit elastischen Ohrschlaufen	25 Stk.
09440	Mundschutz, blau-weiß, 3-lagig, mit elastischen Ohrschlaufen	50 Stk.

Vollgesichtsmasken



REF	Beschreibung	Material	VE
EN10152AF	Vollgesichtsvisier, Antibeschlag	PET	200 Stk.

Gesichtsvisiere



REF	Beschreibung	Farbe	VE
09081	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille, passend zu REF 09082	gelb	10 Stk.
09431	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille, passend zu REF 09082	pink	10 Stk.
09082	Visier für 2-teilige Schutzbrille	NA	25 Stk.
09808	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille, passend zu REF 09082	schwarz	10 Stk.
09809	Rahmen für 2-teilige Schutzbrille, passend zu REF 09082	dunkelblau	10 Stk.

Gesichtsschutz-Set – ClearVizor®



Jedes Set besteht aus:

1x Gestell; 10x Folienaufsatz; hervorragende Transparenz; keine Verzerrung des Blickfeldes; bietet Gesundheitsschutz bei der Arbeit; entspiegelt; antistatisch; mit Antibeschlag-Eigenschaften; kratzfest; beständig gegen Flüssigkeiten und Chemikalien; sicher (bruchfest, splitterfrei); das Visier wird beidseitig durch Adhäsionsfolie (inkl. Ablösehilfe) geschützt; leicht und ergonomisch.

REF	Farbe	VE
09714	● weiß	1 Set
09717	● pink	1 Set
09719	● grün	1 Set
09718	● gelb	1 Set
09715	● blau	1 Set
09716	○ transparent	1 Set
09726	Folienaufsatz (ohne Gestell)	10 Stk.

Hitzeschutzhandschuhe



Die Hitzeschutzhandschuhe sind latexfrei und nicht RDG-tauglich.

REF	Größe	Länge (cm)	Material	Hitzebeständigkeit	VE
09886	M	30	Nomex®	bis +260 °C	1 Paar
09887	L	30	Nomex®	bis +260 °C	1 Paar
09888	XL	30	Nomex®	bis +260 °C	1 Paar
09883	M	52	Nomex®	bis +260 °C	1 Paar
09884	L	52	Nomex®	bis +260 °C	1 Paar
09885	XL	52	Nomex®	bis +260 °C	1 Paar

Untersuchungshandschuhe



Zum Einmalgebrauch, unsteril.

REF	Größe	Länge (cm)	Material	Farbe	VE
01260M	M (7½ – 8)	24	Vinyl	○ transparent	100 Stk.
01260L	L (8½ – 9)	24	Vinyl	○ transparent	100 Stk.
01260XL	XL (9½ – 10)	24	Vinyl	○ transparent	100 Stk.
09472	S (6½ – 7)	40	Nitril	● blau	50 Stk.
09473	M (7½ – 8)	40	Nitril	● blau	50 Stk.
09474	L (8½ – 9)	40	Nitril	● blau	50 Stk.
09475	XL (9½ – 10)	40	Nitril	● blau	50 Stk.